

超音波口腔洗淨器 取扱説明書

型番:YJK-015



取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



各部のなまえ

本体はコンパクトサイズで使いやすく、
自宅でも口腔内を洗淨できます。
歯科医が使用する洗淨ヘッドと同じ構造で、
効率よく歯石を除去し、
タバコのヤニによって汚れた歯を予防できます。

特徴

- プロ級の合金洗浄ヘッドは、強力な洗浄力があります。
- 5段階の強度調節で、ニーズに合わせて使えます。
- スマートな高頻度振動は、効率よく歯石を取り除きます。
- 本体は一体型設計で、見た目と機能性を兼備します。
- 大容量バッテリーを使用し、長時間駆動が可能です。

安全上のご注意

- 合金洗浄ヘッドを取り替えることができない。
- 本体を直接日光が当たるところでなく、 -10°C ~ 40°C の室内に置いてください。
- 長時間に本体を水に浸したり、水流を当てたりしないでください。
- 本製品は大人だけが使えます。子供が誤操作による怪我をしないように、使用後、本製品を子供の手が届かないところに保管してください。
- 本体にバッテリーを含むので、火災や爆発が発生しないように、本体を火や高温容器などに入れないでください。

定格・仕様

定格電圧:3.7V	定格電流:200mA
電池容量:300mAh	待機電流:≤20uA
サイズ:183.6X30X22.3mm	重量:53.6 g
充電電圧:5V	モーター騒音:≤60dB

使い方

1. 初めてご使用になる時、バッテリーがなくなるまで使用してください。そして、本体を2時間以上に充電してください。詳しいことは充電説明を読んでください。(図1のように)




図1

2. 電源ボタンを押して電源がオンになります。強度調節ボタンを通して、ニーズに合わせて段階を調節し、洗浄した部位を洗浄してください。

(図2)

3. 歯を洗浄した後、合金洗浄ヘッドをキレイに水洗いします。そして布で本体を拭きます。



図2

1. 本製品はDC接続口の充電式で、付属したDC接続口の充電ケーブルを使用し、DC接続口を本体の背面の充電口に接続し、もう一端のUSB接続口を充電器に繋がります。
2. 充電モードに入って、本体は電源オフになります。この時、電源ボタンを押して、作動を止めます。
3. 底部のランプが赤色に点灯する時、充電状態を表示します。フル充電になると、ランプが青色に点灯します。

